

Nouveauté



Geo5

K2 CAD/CAM Disque Zircon

Ø 98,5 mm

Geo5 - K2 CAD / CAM Disque Zircon

5 gradations chromatiques / "couches"

5 déclinaisons de dureté


5 niveaux de transparence



avant coloration et glaçage



Coloration par pigmentation et glasure



couche	hauteur de la couche	Degré de transparence	Dureté Mpa
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Geo5 K2 CAD/CAM Disque Zircon

Couleur	Art.-Nr.	Epaisseur			
		14mm	16mm	18mm	20mm
A1	396-90..	..14	..16	..18	..20
A2	396-91..	..14	..16	..18	..20
A3	396-92..	..14	..16	..18	..20
A3,5	396-93..	..14	..16	..18	..20
B1	396-94..	..14	..16	..18	..20
B2	396-95..	..14	..16	..18	..20
C2	396-96..	..14	..16	..18	..20

