

NSK
Create it



get it! Laboratoires

Les offres promotionnelles NSK 1^{er} JANVIER AU 31 AOÛT 2025

Le meilleur des produits NSK
pour tous les laboratoires de prothèses



ULTIMATE XL



PRESTO AQUA LUX

et plus encore...

Laboratoire

Des équipements puissants et maniables à la hauteur de vos besoins **ULTIMATE XL**

MOTEUR DE PROTHÈSE À INDUCTION POUR LABORATOIRE

 **Garantie 12 mois**



Contrôle vecteur à 180°

- Rotation souple, exempte d'ondulations, grâce au système de contrôle vecteur à 180°
- Couple puissant et stable sur toute la plage de vitesses



Vibration et bruit réduits

Vibrations et bruit diminués grâce au bloc micromoteur à blindage étanche



Affichage numérique

Affichage numérique de la vitesse



Compact et très léger

Le corps compact et très léger réduit la fatigue de la main et améliore l'équilibre



Bonne préhension

Précision assurée grâce à la pièce à main conçue pour être bien tenue en main



Adaptateur pour turbine

L'adaptateur pour turbine pneumatique TA50 change rapidement la source d'alimentation entre la turbine et le micromoteur électrique.

Caractéristiques

- Couple modèle Torque : 8.7 Ncm
- Couple modèle Compact : 6.0 Ncm
- Fonction couplage aspiration
- Vitesse de 1000-50000 min⁻¹
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction

Prix modèles Torque :

1.600€
2.125€

Prix modèles Compact :

1.395€
1.668€

CHOIX PARMIS 4 TYPES DE BOÎTIERS :



Modèle Table
ULTIMATE XL

RÉF. TORQUE Y141471
RÉF. COMPACT Y141472



Modèle Tour
ULTIMATE XL-D

RÉF. TORQUE Y141504
RÉF. COMPACT Y141505



Modèle Genou
ULTIMATE XL-K

RÉF. TORQUE Y141495
RÉF. COMPACT Y141496



Modèle Pédale
ULTIMATE XL-F

RÉF. TORQUE Y141513
RÉF. COMPACT Y141514



PIÈCE À MAIN

- Torque
- RÉF. H269 **287€**



PIÈCE À MAIN

- Compact
- RÉF. H271 **287€**



CORDON MICROMOTEUR

- Torque
 - Compact
- RÉF. E355055 **170€**
RÉF. E356055 **170€**



GRIFFE DE SERRAGE

RÉF. H203180 **61€**

Laboratoire

Turbine sans lubrification et sans spray **PRESTO II**

 **Garantie 12 mois**



FIABLE PRÉCISE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière

RÉF. Y150022

716€
~~973€~~

Turbine sans lubrification avec spray **PRESTO AQUA II**

 **Garantie 12 mois**



SOUPLE PERFORMANTE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière
- Connexion eau de ville

RÉF. Y150023

1.395€
~~1.925€~~

Turbine sans lubrification avec spray et lumière led **PRESTO AQUA LUX**

 **Garantie 12 mois**



FLEXIBLE EFFICACE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Mécanisme anti-poussière
- Connexion eau de ville
- Fonction On-Off de l'éclairage LED et du spray d'eau

RÉF. Y1001151

1.658€
~~2.248€~~



ROTOR PR-03

- Pour PRESTO II
- RÉF. T815016 **255€**



ROTOR PR-AQ03

- Pour PRESTO AQUA II
- RÉF. T816016 **255€**



ROTOR PR-AQL03

- Pour AQUA LUX
- RÉF. T1002250 **246€**



GRIFFE

- Tous modèles
- RÉF. T815019 **62€**

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE :


 Commercial

 Service Client

 SAV

BELGIQUE FLAMANDE

 **Nicolas Thorez**
06 30 66 91 69
nicolas.thorez@nsk.fr

 **Nadia Pazour**
nadia.pazour@nsk.fr

 **David Bouquillon**
david.bouquillon@nsk.fr

BELGIQUE FRANCOPHONE

 **Nicolas Thorez**
06 30 66 91 69
nicolas.thorez@nsk.fr

 **Nadia Pazour**
nadia.pazour@nsk.fr

 **Manuel Afonso**
manuel.afonso@nsk.fr

LUXEMBOURG

 **Georges Hindy**
06 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr

 **Nadia Pazour**
nadia.pazour@nsk.fr

 **Sébastien Leblanc**
sebastien@nsk.fr
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN.
ILS PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER POUR :

- Le diagnostic de vos instruments
- La mise en main de produits
- L'élaboration de devis
- Des conseils d'utilisation sur notre matériel
- Le calibrage annuel de votre moteur de chirurgie
- Une assistance technique de 1er niveau
- La formation de vos assistants au protocole de stérilisation