

InFocus


Valable du 15 mai au 31 août 2025 | France

Innovations Supporting the Targeted Healing **Approach**



L'évolution des
soins parodontaux
personnalisés

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice




Targeted Healing Approach

L'évolution des soins parodontaux personnalisés

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient et professionnel dans le traitement parodontal, HuFriedyGroup promeut une approche individualisée de la thérapie parodontale, structurée en trois phases fondamentales.

Chaque phase repose sur la précédente afin de garantir une expérience thérapeutique efficace, personnalisée et positive pour le patient, tout en soutenant l'efficacité clinique de l'équipe dentaire.

ASSESS



Diagnostic guidé
par le profilage pour
une intervention
personnalisée

CARE



Assurer un choix
thérapeutique non
chirurgical ciblé

BOOST




Tirer parti de
la capacité
physiologique de
guérison

ASSESS

Diagnostic guidé par le profilage pour une intervention personnalisée


ASSESS



CARE



BOOST



Sonde EFP

Mettre en Pratique les Classifications et Lignes Directrices.

La sonde EFP facilite le dépistage rapide et le diagnostic parodontal détaillé. Elle permet aux cliniciens d'intégrer sans effort un diagnostic parodontal de pointe et une prise de **décision thérapeutique dans la pratique clinique**. Elle peut être utilisée à tous les stades de la **thérapie parodontale et péri-implantaire**.

Une bande spéciale entre 4 et 6 mm mettant en évidence les « profondeurs critiques de sondage » pour les interventions non chirurgicales et chirurgicales

Marquages détaillés par intervalles de 1 mm pour les patients atteints de pathologie plus grave

La pointe sphérique facilite l'entrée dans la poche parodontale sans endommager le sulcus et permet de vérifier la présence de facteurs favorisant la rétention de plaque

Un marquage spécial à 3 mm pour indiquer l'absence de poches

Ses marquages calibrés, basés sur la classification EFP/AAP 2018 et les lignes directrices EFP de niveau S3, améliorent la clarté, la cohérence et la confiance dans la prise de décision clinique.



Télécharger
la brochure




Développé en collaboration avec le
European Federation of Periodontology

CARE

Assurer un choix thérapeutique non chirurgical ciblé

ASSESS



CARE



BOOST



Harmony™ Détartreurs et curettes ergonomiques

Chaque patient.
Chaque procédure.
Chaque jour.

Le manche ergonomique des détartreurs et curettes Harmony™, avec sa forme optimisée et sa surface texturée en double hélice, réduit la force de pincement jusqu'à 65 % par rapport aux autres modèles de détartreurs ergonomiques.⁴

Moins de force signifie une mise à l'échelle plus facile et plus confortable pour le clinicien, ce qui lui permet d'obtenir le meilleur résultat clinique à chaque fois.

La technologie TrueFit™ est un système technologique avancé basé sur des capteurs qui a mesuré 2 878 320 points de données relatifs à la force de pincement dans le doigt et à la pression appliquée à la dent lors du détartrage.⁴



Télécharger
la brochure

Un poids parfaitement équilibré

Le manche parfaitement équilibré du détartreur et curette ergonomique Harmony™ a un poids similaire à notre manche métallique EverEdge™ 2.0 n° 9, le meilleur de sa catégorie.

Une question de finesse : 72 % plus fines

Les extrémités actives EverEdge™ 2.0, qui sont 72 % plus aiguës que le principal concurrent le plus proche, permettent aux dentistes d'éliminer efficacement la plaque dentaire.²

Les détartreurs plus tranchants nécessitent une pression moindre pour effectuer la même quantité de travail, d'où une expérience plus confortable pour vous et vos patients.

Réduction de la force de pincement jusqu'à 65 %⁴

Elle contribue à diminuer la fatigue des mains et les risques de blessures dus aux mouvements répétitifs.^{5,6,7,8}

Réduction de la pression exercée sur la dent de 37 %⁴

Les détartreurs et curettes ergonomiques Harmony™ augmentent le confort du patient, tout en réduisant la fatigue du praticien, car ils exigent une pression plus faible sur la dent lors du détartrage.




1) Hayes M.J., Cockrell D., Smith D.R. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hygiene. 2009;7:159-165. 2) Données d'archives. Disponibles sur demande 3) Par rapport au manche métallique Hu-Friedy n° 9, il s'agit de valeurs nominales. Données d'archives. Disponibles sur demande. 4) Données d'archives. Disponibles sur demande. 5) Int J Dent Hygiene 7, 2009; 159-165 DOI: 10.1111/j.1601-5037.2009.00395.x. Hayes M.J., Cockrell D., Smith D.R. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. 6) Rempel, David, et al. "The Effects of Periodontal Curette Handle Weight and Diameter on Arm Pain." The Journal of the American Dental Association, vol. 143, no. 10, 2012, pp. 1105-1113, doi:10.14219/jada.archive.2012.0041. 7) Lalumandier, James A., and Scott D McPhee. "Prevalence and Risk Factors of Hand Problems and Carpal Tunnel Syndrome among Dental Hygienists." Journal of Dental Hygiene, vol. 75, no. II, 2001, pp. 130-134. 8) Mulimani P, Hoe VCW, Hayes MJ, Idiculla JJ, Abas ABL, Karanth L., Ergonomic interventions for preventing musculoskeletal disorders in dental care practitioners. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. N° : CD011261. DOI : 10.1002/14651858.CD011261.pub2.

BOOST

Tirer parti de la capacité physiologique de guérison

ASSESS



CARE



BOOST



Sterify Gel

Soutenir la cicatrisation des tissus.



Découvrez la solution de **réduction de la contamination bactérienne pour soutenir le processus de guérison** dans le traitement de la maladie parodontale.

Sterify Gel est un dispositif médical qui offre une nouvelle approche des soins parodontaux. Hydrogel polymère mucoadhésif en seringue préremplie pour le traitement de la maladie parodontale.²

Sterify Gel**Tous les principaux bénéfices²**

Réduction de la contamination bactérienne grâce à son action occlusive



Soutien de la cicatrisation des tissus avec une amélioration significative et constante prouvée de la profondeur de poche



Pas d'antibiotiques ni d'antiseptiques mais agit simultanément comme une barrière antibactérienne à large spectre, sans générer de résistance



Aucun ingrédient d'origine animale



Stable à température ambiante sans avoir à gérer la chaîne du froid



Facile à l'emploi



Regardez la vidéo

1) Levrini L, et al. Int J Dent. 2024;2024:3113479.


2) Sterify Gel. Mode d'emploi.



Starter Packs

502,80 771,72

ASSESS



CARE



BOOST




1x EFP Probe + 1x Sterify Gel

€ 70,80 TTC €121,68 TTC



ASSESS



CARE




BOOST



1x Harmony™ Scaler or Curette de votre choix
+ 2x Sterify Gel


€ 141,60 TTC €236,88 TTC






3x Sterify Gel

€ 141,60 TTC € 212,40 TTC



3x Harmony™ Curette de votre choix
+ 1x Harmony™ Scaler de votre choix
+ 1x EFP Probe
+ 1x Sterify Gel

€ 274,80 TTC € 502,80 TTC



3x Harmony™ Curette de votre choix
+ 1x Harmony™ Scaler de votre choix
+ 1x EFP Probe
+ 2x Sterify Gel
+ 1x Infinity Series™ Cassette, 1/2 DIN

€ 502,80 TTC

€ 771,72 TTC

**PREMIUM
PACK!**



Qui sommes-nous

Nous sommes une combinaison d'entreprises qui se sont regroupées sous un même toit pour fournir les produits, les services et les solutions dont vous avez besoin pour être le meilleur dans votre pratique. Grâce à notre passion pour les solutions de prévention des infections, l'instrumentation haut de gamme et les programmes de service et d'assistance, HuFriedyGroup vous aidera à perfectionner votre métier et à continuer à offrir le plus haut niveau de soins à chaque patient.



Nos Contacts



HuFriedyGroupEurope



HuFriedyGroup.eu



Appel gratuit 00800 48 37 43 39



Armelle Boirie

**Responsable Régional
des Ventes Sud-Ouest**

Tél : 06 75 35 05 82
aboirie@hu-friedy.com



Marc Champeau

**Responsable Régional
des Ventes Sud-Est**

Tél : 06 60 99 08 87
mchampeau@hu-friedy.com

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de ses filiales ou sociétés liées, sauf indication contraire. Le contenu de cet article, y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les photographies et les graphiques dans leur intégralité, est la propriété exclusive de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC et ne peut être copié, reproduit ou distribué sans autorisation écrite préalable.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co. LLC., De ses filiales ou sociétés liées, sauf indication contraire.

©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. HFL-1002FR/0525